


Skumforbinding med silikone og selvklæbende kant

Skumforbinding med silikone og selvklæbende kant - en selvklæbende superabsorberende skumforbinding til effektiv absorbering af sårveske ved moderat til meget væskende sår.

Fordele:

- Mindsker smerte og risiko for vævsskader ved udskiftning af forbinding
- Fleksibelt og let at applikere selv på områder, der er vanskelige at forbinde
- Kan justeres med vedvarende tilhæftning
- Fungerer med kompression
- Åndbar og absorberer overskydende væske
- Tåler brusebad
- Yderlag af PU-film giver en effektiv barriere mod udefra kommende bakterier og bidrager til at skabe et optimalt og fugtigt sårhelingsmiljø
- Behagelig at have på og skånsom mod den omgivende hud
- Kræver ingen sekundær fiksering
- Kan sidde på i op til 7 dage, afhængig af sårets tilstand

Varenummer	Beskrivelse	Pude	Æske/ Trsp.karton	
60702210	7,5 x 7,5 cm	5,1 x 5,1 cm	10/200	
60702211	10 x 10 cm	6,4 x 6,4 cm	10/200	
60702209	12,5 x 12,5 cm	9 x 9 cm	10/200	
60702212	15 x 15 cm	11,5 x 11,5 cm	10/200	
60702213	15 x 20 cm	11,5 x 16,5 cm	10/100	
60702214	10 x 20 cm	6,4 x 16,5 cm	10/200	
60702215	10 x 25 cm	6,4 x 21,6 cm	10/100	
60702216	10 x 30 cm	6,4 x 26,7 cm	10/100	
60702217S	18 x 17 cm, sacrum	11,8 x 13 cm	10/100	
60702218S	23 x 22,5 cm, sacrum	16 x 17,3 cm	10/100	
60702219S	15 x 15 cm, sacrum	10 x 10 cm	10/100	
60702220H	18,5 x 24 cm, hæle	10 x 13 cm	10/100	