

Blandningsaggregat

- Ett slutet system för beredning och administrering av toxiska läkemedel
- Enkelt och smidigt att använda
- PVC-fritt eller DEHP-fritt PVC material
- Gör läkemedelshanteringen säkrare och minskar risken för spill och exponering
- Vätskefilter 15µm och spike med luftfilter 0,2 µm
- Stabil rullklämma med maximal precision garanterar ett jämt och säkert flöde
- Insticksspets utan silikon för säker koppling till infusionspåsar/flaskor
- Flowstop med hydrofobt filter förenklar fyllnaden av aggregatet och minskar risken för läckage och kontamination
- Roterande luer-lock
- Sluten han luer adapter ger en säker beredning, administrering och bortkoppling
- Tillgängligt med injektionsmembran, 3-vägskran alternativt med mer än en spike
- MR kompatibel



Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60MR03508057	Blandningsaggregat 180 cm	PVC-fri	10/100*
60MR03508357T	Blandningsaggregat 180 cm	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR03508057L	Blandningsaggregat 180 cm	PVC-fri	10/100*
60SRL03508057N	Blandningsaggregat 180 cm, spike-slang med injektionsmembran	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057CN	Blandningsaggregat 180 cm, spike-slang med injektionsmembran, sluten han luer adapter	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057C	Blandningsaggregat 180 cm med injektionsmembran	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057CL	Blandningsaggregat 180 cm slang med injektionsmembran och sluten han luer adapter	PVC-fri	100/100*
60SRL03508057L	Blandningsaggregat 180 cm slang med sluten han luer adapter	PVC-fri	10/100*

Art nr.	Beskrivning		Avd./Trpt.fp
60SRL03508067P	Blandningsaggregat 180 cm, 3-vägskran med injektionsmembran + 15 cm förlängning	PVC-fri	10/100*
60MR03508058	Blandningsaggregat 180 cm med dubbla spike	PVC-fri	10/50*
60SRL03508058	Blandningsaggregat 180 cm med slutan luer adapter, dubbla spike	PVC-fri	10/100*
60SRL03508052	Blandningsaggregat 180 cm, dubbla spike	PVC-fri	10/100*
60SRL03508252	Blandningsaggregat 180 cm, injektionsmembran + 12 cm förlängning, dubbla spike	PVC-fri	10/100*
60SRL03508152	Blandningsaggregat 180 cm, 3-vägskran + 15 cm förlängning, dubbla spike	PVC-fri	10/100*
60SRL03508053	Blandningsaggregat 180 cm, 3 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508253	Blandningsaggregat 180 cm, injektionsmembran + 12 cm förlängning, 3 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508153	Blandningsaggregat 180 cm, 3-vägskran + 15 cm förlängning, 3 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508054	Blandningsaggregat 180 cm, 4 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508254	Blandningsaggregat 180 cm, injektionsmembran + 12 cm förlängning, 4 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508154	Blandningsaggregat 180 cm, 3-vägskran + 15 cm förlängning, 4 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508055	Blandningsaggregat 180 cm, 5 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508255	Blandningsaggregat 180 cm, injektionsmembran + 12 cm förlängning, 5 x spike	PVC-fri	50/50*
60SRL03508155	Blandningsaggregat 180 cm, 3-vägskran + 15 cm extension, 5 x spike	PVC-fri	50/50*
60MR03508257	Blandningsaggregat 320 cm	PVC-fri	10/100*

Material: Slang: DEHP-fri PVC / TPE Droppkammare: SB/DEHP-fri PVC Spike: ABS Luftfilter: PP/PS/SB/HDPE/Silikon Vätskefilter: PA Rullklämma: ABS / PS Slangklämma: PP	Flowstop: ABS/PE Trevägskranar: PC/HDPE Slut an luer adapter: PSU/PE Hydrofobisk hätta: PP/Akryl Konnektor: ABS Injektionsmembran: PC/Silikon Luer-lock: ABS	Sterilisering: EO Infusionsaggregat 20 drp aqua dest = 1 ml Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack * = minsta kvantitet/beställning
--	--	---