


NeoLead®

EKG-elektroder til monitorering



NeoLead® elektroder til monitorering af neonatale og pædiatriske patienter.

NeoLead® med den bløde hydrokollid NeoBond® rundt om den ledende gel. Hydrokolloidklæbet gør, at elektroden bliver siddende på meget varm, fugtig eller svedig hud og hele tiden opretholder en god kontakt med huden for sikker monitorering. Elektroderne fås med formonteret og farvekodet ledning. Ledningen er 61 cm lang.

Art.nr.	Beskrivning	Avd./Trpt.fp.
N300	Mini Sæt af 3, 26 mm	20
N301	Standard Sæt af 3, 26 mm	20

Hvert sæt er individuelt pakket. Latexfri.

