

# KontiBa<sup>®</sup> SQ / KontiBa<sup>®</sup> SQ BE

For kontinent stomi



**KontiBa<sup>®</sup> SQ** SQ-bandasje for de som irrigerer eller har kontinent stomi. Materialet er et lukttett og lufttett plastlaminat som inneholder et mykt superabsorberende materiale.

Utsiden av bandasjen er dekket av et mykt, ikke-vevd materiale i beige eller svart. Baksiden er dekket av hudvennlig, ekstra tynn og fleksibel hydrokolloid.

KontiBa<sup>®</sup> SQ er tilgjengelig med tre hullstrl. og kan klippes til for å få riktig størrelse. Hver bandasje har en absorpsjonskapasitet på 40 ml. Velg størrelse i henhold til størrelsen på stomien.

Art.nr.	KontiBa <sup>®</sup> SQ, 70 x 80 mm	Absorpsjon
204621	Hullstr. 20 mm, klippemal	40 ml
204532	Hullstr. 25 mm, klippemal	40 ml
204622	Hullstr. 30 mm, klippemal	40 ml

50 stk. per pakke

Art.nr.	KontiBa <sup>®</sup> SQ, 70 x 80 mm, Black Edition	Absorpsjon
202540	Hullstr. 25 mm, klippemal	40 ml

50 stk. per pakke