


# IriBa<sup>®</sup> / IriBa<sup>®</sup> BE

## Irrigeringsbandasjer



IriBa<sup>®</sup>-bandasje for de som irrigerer. Bandasjen er laget av lufttett og lukttett plastlaminat og har et mykt og superabsorberende materiale.

Et beskyttet luft- og luktfiler er også innebygget.

Utsiden av bandasjen er dekket av et mykt, ikke-vevd materiale i beige eller svart. Baksiden er dekket av hudvennlig og fleksibel hydrokolloid.

IriBa<sup>®</sup> er tilgjengelig både med ferdigstanset og oppklippbar plate . Hver bandasje har en absorpsjonskapasitet på 40 ml. Velg størrelse i henhold til størrelsen på stomien.

Art.nr.	IriBa <sup>®</sup> Ø 85 mm	Absorpsjon
<b>292086</b>	Hullstr. 15–50 mm	40 ml
<b>202102</b>	Hullstr. 20 mm	40 ml
<b>202110</b>	Hullstr. 25 mm	40 ml
<b>202128</b>	Hullstr. 30 mm	40 ml
<b>202144</b>	Hullstr. 35 mm	40 ml
<b>202151</b>	Hullstr. 40 mm	40 ml

50 stk. per pakke

Art.nr.	IriBa <sup>®</sup> Ø 85 mm, Black Edition	Absorpsjon
<b>300100</b>	Hullstr. 15–50 mm	40 ml

50 stk. per pakke