



Sekretsugesett trakeal

- Sekretsugesett for oppsamling av sekretprøver i et sluttet system som gjør håndtering enkelt og sikkert.
- Komplet sett med kjegele for kobling til sugeslange og nippelkobling med vakuumpkontroll for kobling til sugekateter
- Gjennomsiktig beholder med ekstra lokk, 10 ml
- Selvklebende etikett, for notering av pasientdata, inkludert
- Alt i én pakning der kun sugekateteret må kobles til
- Oppfyller standarder: EN 556-1 :2001, EN ISO 10993-1:2009, EN ISO 10993-7:2008, EN ISO 11607-1 :2009, EN I 041 :2008, EN 15986:2011, EN ISO 15223-1:2016
- Steril

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6066565-1	Sekretsugesett trakeal, oransje	50/200	
Materiale: Sugekateter/slange: DEHP-fri PVC med mykgjørende DOTP (DEHT) Beholder: AS Copolymer, K-Resin – Lokk: Polypropylen/HDPE			

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6066566	Sekretsugesett trakeal, grønn	50/200	
Materiale: Sugekateter/slange: TPE Polyefin Alloy Beholder: AS Copolymer, K-Resin – Lokk: Polypropylen/HDPE			