



Forhandler:

**MEDI PLAST**

Medioplast A/S

Marielundvej 46E, 2730 Herlev

T 43 44 40 00

info.dk@mediplast.com

www.mediplast.com



## Produktdatablad

## Overtræk til lampehåndtag

### Artikelnummer

16558A

### Beskrivelse

Overtræk til lampehåndtag universal - blå og hvid

Total længde: 13 mm  $\pm$  10 mm

Bredde PE overtræk: 11,5 mm  $\pm$  4 mm

Ydre ring diameter: 115 mm

Indre ring diameter: 15 mm til maksimum 48 mm

### Hovedmaterialer

Polyethylen med lav densitet (LDPE)

### Forpakning

200 stk. / karton

### Pakning

1 stk. / klæbepose

### Producent

Medline International France SAS - EN ISO 13485

### Forordning

I overensstemmelse med Medicinsk Udstyrs Direktiv 93/42/EEC

MDD Klasse I steril

- Venligst henvis til komplet mærkning og vejledning før brug.



© 2020 Medline Industries Inc. eller et af dennes datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

TDS\_16558A\_ULHC\_EN02