



Metallsug med transparent håndtak type Endo

- For kirurgiske inngrep (FESS) og undersøkelser
- Olivformet tip for a-traumatiske inngrep
- Håndtak uten sugekontroll
- Engangs. Sterilt enkeltpaket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medisinsk rustfritt stål, håndtak av PMMA (plexiglass)

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
6066503020	2,0 x 120 mm	25/375
6066503025	2,5 x 120 mm	25/375
6066503030	3,0 x 120 mm	25/375
6066503035	3,5 x 120 mm	25/375
6066503040	4,0 x 120 mm	25/375
6066503020BP	2,0 x 120 mm, Big pack	20 (2x10) / 600

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com