



Indikation: Rene, kontaminerende eller inficerede tørre eller svagt væskende sår. Dækforbinding over geler og alginater. Hudbeskyttelse ved overfladiske hudlæsioner. Anvendes med fordel ved varme/svedige patienter.

Steril Non-woven forbinding med absorptionspolstring

MEDIPLAST kan tilbyde steril non-woven forbinding med absorptions-polstring. Absorptionspolstringen har en ikke-hæftende overflade mod såret. Smidig og formes efter kropskonturer og bevægelse. Forbindingen er sterilt et-styks-pakket.

Varenummer	Beskrivelse	Polstring	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
60701205	7,2 x 5 cm	2,3 x 4 cm	50	4500
60701206	10 x 6 cm	5 x 3,2 cm	50	1600
60701208	10 x 8 cm	5 x 4 cm	50	1200
60701215	10 x 15 cm	5,2 x 10,5 cm	50	600
60701220	10 x 20 cm	5,3 x 15,5 cm	30	360
60701225	10 x 25 cm	5 x 20 cm	30	360
60701230	10 x 30 cm	5,5 x 25 cm	30	360
60701235	10 x 35 cm	5,5 x 30 cm	30	360

Æske = mindste kvantitet/bestilling