





Myringotomi Kit

- Ett färdigt set för paracentes av trummhinnan vid rörinsättning
- Engångs
- Sterilt 1-styck förpackad, peel-pack. I plasttråg med omslagsduk (50 x 50 cm)
- Sterilisering: EO
- Material: PP / ABS / Medicinskt rostfritt stål

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
6066143100	3 st metallsg; 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 2,5 x 80 mm 1 st myringotomiskalpell, 1,0 x 70 mm, orange, dubbelslipad spets 1 st sughandstycke 3 st örontrattar (3 mm, 4 mm, 5 mm) 2 st NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143200	3 st metallsg; 1,0 x 70 mm, 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm 1 st myringotomiskalpell, 1,3 x 70 mm, röd, trefasad spets 1 st sughandstycke 3 st örontrattar (4 mm, 5 mm, 6 mm) 2 st NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143300	3 st metallsg; 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 2,5 x 80 mm 1 st myringotomiskalpell, 1,3 x 70 mm, röd, trefasad spets 1 st sughandstycke 3 st örontrattar (2,5 mm, 3,25 mm, 4 mm) 2 st NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 
6066143400	3 st metallsg; 1,4 x 70 mm, 2,0 x 70 mm, 3,0 x 80 mm 1 st myringotomiskalpell, 1,3 x 70 mm, röd, trefasad spets 1 st sughandstycke 3 st örontrattar (4 mm, 5 mm, 7 mm) 2 st NW kompresser, 7,5 x 7,5 cm	30/180 

Avd.förp = min.kvant/best

 Tillverkare: Mediplast AB / www.mediplast.com
