

KoloBa™ Konvex

Med en blød, smidig klæbrig hudbeskyttelsesplade, der giver øget stabilitet omkring stomien og reducerer risikoen for lækage



KoloBa™ Konvex/Konvex BE kolostomiposen er en videreudvikling af de traditionelle kolostomiposer og har et ekstra beskyttet kulfilter. Kulfilteret i alle KoloBa™ Konvex/Konvex BE poser er beskyttet af en unik mellemvæg med luftkanaler. Det mindsker risikoen for, at filtret tildækkes eller stoppes til, og at tarmindehold trænger ud gennem filteret. Hvis posen blæses op (såkaldt ballooning), trykker man let på posen med hænderne, så luftkanalerne åbnes, og luften kan passere kontrolleret ud gennem filteret.

KoloBa™ Konvex/Konvex BE har et 2-lags hydrokolloidfæste, der giver en smidig pasform og maksimal sikkerhed mod lækage. Posen er dækket af et blødt, non-woven lag, som kan åbnes på forsiden ved inspektion. KoloBa™ Konvex/Konvex BE findes i størrelse Maxi, med med både opklippelige og forudstansede hudbeskyttelsesplader.

Varenr.	KoloBa™ MAXI KONVEX 300 ml Hulstørrelse
800200	20-43 mm

Varenr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Maxi Width Hulstørrelse		KoloBa™ MAXI Konvex BE Midi Width Hulstørrelse	Varenr.	KoloBa™ MAXI Konvex BE Mini Width Hulstørrelse
800400	20-43 mm	802400	20-35 mm	803400	20-25 mm
800425	25 mm	802425	25 mm		
800430	30 mm	802430	30 mm		
800435	35 mm				
800440	40 mm				

20 styk i hver pakning