

MEDLINE



CENTURION
MEDICAL PRODUCTS




**FÖRENKLAD, EXAKT
TRYCKMÄTNING**

Compass för kompartmenttryck

Mät exakt kompartmenttryck på några sekunder

DU MISSTÄNKER KOMPARTMENTSINDROM, ÄR DU 100% SÄKER?

Fördröjningar och feldiagnoser kan få katastrofala följder. Nerver och vävnad kan dö och muskler kan skadas snabbt.



Det är mycket viktigt att upptäcka kompartmentsyndrom tidigt. Patienter som behandlas med fasciotomi på ett tidigt stadium har:

- » 16,1 % lägre amputationsfrekvens
- » 7,9 % lägre infektionsfrekvens
- » Betydligt kortare sjukhusvistelse

Det är mer än bara patientens hälsa som står på spel. Compass kan förhindra onödig fasciotomi eller amputation orsakad av en missad eller fördröjd diagnos.

- » En yngre patient genomgår en onödig fasciotomi som efterlämnar ett 30 cm långt ärr
- » En idrottsman får benet amputerat i onödan p.g.a. missad kompartmentsyndrom

Det kan vara svårt att diagnostisera kompartmentsyndrom snabbt och tillförlitligt. Diagnostisering är dock avgörande för hur den vidare behandlingen ska se ut.

Fördröjda behandlingar och feldiagnoser kan förhindras med rätt verktyg

Bekräftelse på några sekunder

När en krosskada, bilolycka eller sportskada uppstår så ställs frågan 'Har patienten ett kompartmentsyndrom?' Det kan vara svårt att diagnostisera kompartmentsyndrom snabbt och tillförlitligt. Ofta finns inte rätt utrustning tillgänglig eller är inlåst, och för förbrukningsartiklar kan sista förbrukningsdatum ha gått ut. Om kirurgen dessutom är upptagen med ett schemalagt ingrepp kan behandlingen fördröjas ytterligare. Med Compass kan du däremot få bekräftelse på några sekunder.

Lättare att ställa en tillförlitlig diagnos

Tidig upptäckt av kompartmentsyndrom är avgörande för både hantering och behandling.

Med den sterila Compass-enheten för engångsbruk kan kompartmenttrycket avläsas direkt digitalt på ett enkelt, exakt och tillförlitligt sätt.

Bra för dig och bra för dina patienter: Compass – förenklad, exakt tryckmätning

Artikelnummer: CUHG1-INT

Avd./Trpt.fp: 1/5

Trpt.fp. = min.kvant/best

Produktegenskaper

- » Konstruerad för tidig, exakt mätning av kompartmenttryck
- » Förhindrar feldiagnoser och långvariga komplikationer orsakade av fördröjd diagnos
- » Snabbare, enklare att använda och lägre kostnad per enhet jämfört med befintliga metoder
- » Kompatibel med nästan alla sprutor, med nålar i alla diametrar och med alla luerkopplingar
- » Tillgänglig som steril enhet för engångsbruk

För mer information om den här produkten ber vi dig kontakta din Medline-återförsäljare eller besöka vår webbplats.



Distributed by

Mediplast AB
Box 1004
212 10 Malmö
T 020-78 80 35
mediplast.info@mediplast.com
www.mediplast.com

MEDI PLAST

Dessa produkter är klass IIa medicintekniska produkter avsedda att användas av sjukvårdspersonal. Före användning, se instruktioner och försiktighetsåtgärder på avsedd etikett.

CENTURION Medical Products Corp.
100 Centurion Way,
Williamston, MI 48895 USA

CE 2797

Alla rättigheter förbehålls. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel som kan förekomma.

© 2021 Medline Industries, LP. Medline är ett registrerat varumärke som tillhör Medline Industries, LP. ML863_SE 09/2021