

# MINIACE® BUTTON

Kontinensknapp för ACE (Antegrad Lavemang)

- Cekostomi + appendikostomi
- Godkänd för initial insättning
- Minimerar risken för läckage
- Förbättrad stomiretention



SÄKER PLACERING





OLIKA STORLEKAR



BEKVÄM

- Nu i 10F! Minimerar stomiutvidgning
- Cekostomi + appendikostomi

Appendikostomi



Cekostomi



## Patientkomfort först


- Tillverkad av medicinskt silikon, skonsam mot huden
- Mjuk och flexibel, enkel rengöring runt knappen
- Exklusiv äppelformad AMT-ballong, utformad för att minimera risken för utdragning och läckage
- Ballongen täcker in den invändiga spetsen av MiniACE® och skyddar tarmen
- Läckagesäker ventil som förhindrar backflöde

**MINIACE® BUTTON  
STORLEKAR**

 Ny! Stomastorlek 10F och  
längre 12F-enheter!

	10F	12F	14F
<b>Längd</b>			
	<b>Artikelnummer</b>		
0,8 cm	ACE-1008	ACE-1208	ACE-1408
1.0 cm	ACE-1010	ACE-1210	ACE-1410
1.2 cm	ACE-1012	ACE-1212	ACE-1412
1.5 cm	ACE-1015	ACE-1215	ACE-1415
1.7 cm	ACE-1017	ACE-1217	ACE-1417
2.0 cm	ACE-1020	ACE-1220	ACE-1420
2.3 cm	ACE-1023	ACE-1223	ACE-1423
2.5 cm	ACE-1025	ACE-1225	ACE-1425
2.7 cm	ACE-1027	ACE-1227	ACE-1427
3.0 cm	ACE-1030	ACE-1230	ACE-1430
3.5 cm	ACE-1035	ACE-1235	ACE-1435
4.0 cm	ACE-1040	ACE-1240	ACE-1440
4.5 cm	ACE-1045	ACE-1245	ACE-1445
5.0 cm	ACE-1050	ACE-1250	ACE-1450
5.5 cm	ACE-1055	ACE-1255	ACE-1455
6.0 cm	ACE-1060	ACE-1260	ACE-1460
6.5 cm	ACE-1065	ACE-1265	ACE-1465
7.0 cm	ACE-1070	ACE-1270	ACE-1470
8.0 cm	ACE-1080	ACE-1280	ACE-1480
9.0 cm	ACE-1090	ACE-1290	ACE-1490
10.0 cm	ACE-10100	ACE-12100	ACE-14100

MiniACE®-satserna levereras med en 5 ml spruta, införare, kompress och en glidmedelsförpackning.

**SKÖLJSET SOM INGÅR I SETET**

**SKÖLJSET BOLUSKOPPLING**

Artikelnummer	Beskrivning	Avd fp
2-1221	30 cm	10
2-2421	60 cm	10

Obs: Sköljset levereras 10 st./förp. (icke-sterila)

**BALLONGFILLNINGSVOLYMER**

Storlek	Min.	Rek.	Max
10FR	1 ml	1,5 ml	2 ml
12FR	2 ml	2,5 ml	3 ml
14FR	3 ml	4 ml	5 ml

Rekommenderad vattenfyllningsvolym står tydligt tryckt på ballongens påfyllningsventil på varje MiniACE® Button.

