



danumed® StomaMeter

Stomamätare med retentionsballong

StomaMeter är ett mätinstrument för att bestämma stomilängden. Stomats längd mäts enkelt, exakt och tillförlitligt för att säkerställa ett perfekt val av den optimala gastrostomiknappen.



Exakt bestämning av längden på det enterala stomin förbättrar gastrostomiknappens passform och därmed patientens säkerhet och komfort.

KOMFORT

- Mjukt, flexibelt material för bästa patientkomfort
- Glidfri fästplatta förenklar avläsning av mätvärden
- Ballongvolymens märkning finns på tratten
- Praktiska tillbehör i varje enskild förpackning: En förpackning med glidmedel för enkel insättning och en danumed® ballongspruta 10 ml för att blåsa upp retentionsballongen
- Finns i storlek 12 Fr, lämplig för varje stomi



danumed® StomaMeter

REF	Fr storlek	Försäljningsenhet
DA 1045 0112	12	1 stycke

danumed® StomaMeter stomimätare är individuellt sterilt förpackad. StomaMeter levereras i en steril påse och dessutom med glidmedel och en steril danumed® ballongspruta 10 ml i varje enskild förpackning. 10 lådor i en transportkartong.

SÄKERHET

- Tillverkad av högkvalitativt medicinskt silikon av hög kvalitet
- Latexfritt, PVC fritt, DEHP fritt och BPA fritt material
- Platt, rundad spets för att undvika trauma
- Radioopak remsa längs skaftet
- Exakt avläsbar och torkbeständig skalning

danumed® StomaMeter är

• latexfria • PVC fria • DEHP fria • BPA fria

Återförsäljare:

MEDI PLAST

Medioplast AB
 Box 1004, 212 10 Malmö
 T 020-78 80 35
 info.se@mediplast.com
 www.mediplast.com