

Sekretugset

- Sekretugset för uppsamling av sekretprover i ett slutet system som gör hanteringen enkel och säker.
- Komplet med kona för anslutning till sugslang samt sugkateter, 14 CH, med mjukt rundad tipp
- Transparent ml-graderad behållare med extra lock, 25 ml
- Allt i ett förpackning där endast sugslang behöver anslutas
- Sterila

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6066560-1	Sekretugset	50/200	

Material: Sugkateter/slang: DEHP fri PVC - Behållare: Polypropylen
 Lock: ABS / Polypropylen - Filter: Hydrofob, PTFE

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6066561	Sekretugset	50/200	

Material: Sugkateter/slang: TPEPolyefin Alloy - Behållare: Polypropylen
 Lock: ABS / Polypropylen - Filter: Hydrofob, PTFE

Avd.förp = min.kvant/best