

SnapOn™ Konvex Hudskyddsplatta

med krage



Lyftbar färstring med bälg

SnapOn™ konvex Hudskyddsplatta, till ett 2-dels system (SnapOn™ KoloBa™; SnapOn™ IloBa® och SnapOn™ UroBa®). SnapOn™ konvex Hudskyddsplatta är en tvålayershäfta, dvs har en kombination av två fästande hydrokolloider med olika egenskaper. Hydrokolloiden närmast stomin (den mörkare) är formbar, har hög absorption och sväller så att tätningen runt stomin blir optimal. Hydrokolloiden närmast ytterkanten (den ljusare) är tunnare för att kunna följa hudveckan och har en extra bra fästförmåga.

SnapOn™ konvex fästring kommer med en krage vilket gör fästingen lyftbar och en liten bälg (konvexitet) som underlättar montering av påse. Den konvexa plattan är lättare att fästa runt en indragen stomin och lyftringen gör att man kan hålla emot med fingrarna, istället för att trycka på magen!

SnapOn™ konvex Hudskyddsplattor passar till alla SnapOn™ påsarna, finns både som uppklipbara och förstansade och finns i ringdiameter 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ KONVEX Hudskyddsplatta Ringdiameter 57 mm
220394	Uppklippbar 15-35 mm
220395	Hålstorlek 20 mm
220396	Hålstorlek 25 mm
220397	Hålstorlek 30 mm
220398	Hålstorlek 35 mm

3 stycken i varje förpackning