

ESMARK BIND TIL BLODTOMHED

Esmark bind til engangsbrug og sterilpakket. Farve: lyseblå

- Stort udvalg af størrelser tilgængelig i 4 forskellige bredder.
- Fremstillet af syntetisk gummi og pulverfri (talkumfri) for at undgå mulige allergiske reaktioner.
- Tekstureret overflade for et godt greb.
- Elastiske egenskaber for nem indpakning.
- Robust og rivefast.



Esmark bind

Æske = mindste kvantitet/bestilling

Varenummer	Beskrivelse	Bredde	Længde	Æske/Trsp.karton
20210601	Esmark bind til engangsbrug, sterilpakket	6 cm	365 cm	10/10
20210801	Esmark bind til engangsbrug, sterilpakket	8 cm	365 cm	10/10
20211001	Esmark bind til engangsbrug, sterilpakket	10 cm	365 cm	10/10
20211501	Esmark bind til engangsbrug, sterilpakket	15 cm	365 cm	10/10

Video:


VBM