

Gemini steriliseringsomslag

Sørg for integritet i steriliseringsprosessen

MEDI PLAST



**En perle av
et omslag**



Gemini Steriliseringsomslag

Øker integriteten i steriliseringsprosessen

Gemini-omslag

Er formbare og sterkere, og mer motstandsdyktig mot hull og rifter, som gir dem bedre ytelse enn standard SMS-omslag. er veldig mykt og enkelt å brette sammen, som gjør det lett å arbeide med.

Lav loing og bedre klebeegenskaper

Overflaten har god kontakt med steriliseringsteip. Gemini omslag loer lite, og bidrar til å bevare integriteten til sterile pakker.

Laget av unikt SSMS-materiale med påvist barrierebeskyttelse

Geminis sterke konstruksjon som består av flere lag og 100 % polypropylen (testet i samsvar med EN 11607-1 og EN 868-2) gir en unik barrierebeskyttelse mot væske og partikler.

Allsidig

Medlines Gemini-omslag er beregnet for bruk i alle større steriliseringssykluser, inkludert:

GEMO-GEM5

- Forvakuum-dampsykluser
- Damptyngdekraft

GEM1-GEM5

- Sterilisering med etylenoksid (EtO)
- STERRAD®-sterilisering
- STERIS V-PRO®-sterilisering med lav temperatur
- TERRAD®-sterilisering.

WRAP-sertifisering

Gemini-omslag er produsert i et WRAP-sertifisert anlegg. En del av Medlines bedriftsagenda for samfunnsansvar er å promotere og respektere arbeids- og menneskerettigheter. Du finner en mer detaljert beskrivelse av WRAPs 12 prinsipper på nettstedet deres: www.wrapcompliance.org.



Ett-lags Gemini Steriliseringsomslag

Gemini Enkel Steriliseringsomslag er en flott løsning for sterilsentralen der to omslag brukes til å pakke inn en medisinsk enhet eller et instrumentsett.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118-EU 1,000 stk/eske	GEM1118-EU 1,000 stk/eske	GEM2118-EU 1,000 stk/eske	GEM3118-EU 600 stk/eske		
51 x 51 cm	GEM0120-EU 1,000 stk/eske	GEM1120-EU 1,000 stk/eske	GEM2120-EU 500 stk/eske	GEM3120-EU 250 stk/eske		
61 x 61 cm	GEM0124-EU 500 stk/eske	GEM1124-EU 500 stk/eske	GEM2124-EU 500 stk/eske	GEM3124-EU 250 stk/eske	GEM4124-EU 250 stk/eske	
76 x 76 cm	GEM0130-EU 300 stk/eske	GEM1130-EU 300 stk/eske	GEM2130-EU 300 stk/eske	GEM3130-EU 200 stk/eske	GEM4130-EU 250 stk/eske	
91 x 91 cm	GEM0136-EU 300 ea/c	GEM1136-EU 300 stk/eske	GEM2136-EU 300 stk/eske	GEM3136-EU 150 stk/eske	GEM4136-EU 150 stk/eske	GEM5136-EU 144 stk/eske
102 x 102 cm	GEM0140-EU 250 stk/eske	GEM1140-EU 250 stk/eske	GEM2140-EU 250 stk/eske	GEM3140-EU 150 stk/eske	GEM4140-EU 150 stk/eske	GEM5140-EU 96 stk/eske
114 x 114 cm	GEM0145-EU 250 stk/eske	GEM1145-EU 250 stk/eske		GEM3145-EU 100 stk/eske	GEM4145-EU 100 stk/eske	GEM5145-EU 96 stk/eske
122 x 122 cm	GEM0148-EU 250 stk/eske	GEM1148-EU 250 stk/eske	GEM2148-EU 100 stk/eske	GEM3148-EU 50 stk/eske	GEM4148-EU 50 stk/eske	GEM5148-EU 48 stk/eske
137 x 137 cm	GEM0154-EU 100 stk/eske	GEM1154-EU 100 stk/eske	GEM2154-EU 100 stk/eske	GEM3154-EU 50 stk/eske	GEM4154-EU 50 stk/eske	GEM5154-EU 48 stk/eske
137 x 183 cm	GEM0172-EU 100 stk/eske			GEM3172-EU 50 stk/eske	GEM4172-EU 50 stk/eske	

Gemini Lag-på-lag-Steriliseringsomslag

Gemini-lag-på-lag-omslaget gir sterilsentralen både flerlags-teknologi og fargevariasjoner, som kan brukes ved sekvensiell innpakning. Denne løsningen kombinerer riftmotstand og sikkerhet. Det er beregnet til bruk i alle større steriliseringssykluser.



	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr
61 x 61 cm	GEM1124INT-EU 500 stk/eske	GEM2124INT-EU 500 stk/eske	GEM3124INT-EU 250 stk/eske	GEM4124INT-EU 250 stk/eske
76 x 76 cm	GEM1130INT-EU 300 stk/eske	GEM2130INT-EU 300 stk/eske	GEM3130INT-EU 200 stk/eske	GEM4130INT-EU 250 stk/eske
91 x 91 cm	GEM1136INT-EU 300 stk/eske	GEM2136INT-EU 300 stk/eske	GEM3136INT-EU 150 stk/eske	GEM4136INT-EU 150 stk/eske
102 x 102 cm	GEM1140INT-EU 250 stk/eske	GEM2140INT-EU 250 stk/eske	GEM3140INT-EU 150 stk/eske	GEM4140INT-EU 150 stk/eske
122 x 122 cm	GEM1148INT-EU 250 stk/eske	GEM2148INT-EU 100 stk/eske	GEM3148INT-EU 50 stk/eske	GEM4148INT-EU 50 stk/eske
137 x 137 cm	GEM1154INT-EU 100 stk/eske	GEM2154INT-EU 100 stk/eske	GEM3154INT-EU 50 stk/eske	GEM4154INT-EU 50 stk/eske
137 x 183 cm			GEM3172INT-EU 50 stk/eske	GEM4172INT-EU 50 stk/eske

Gemini Dobbelt Steriliseringsomslag

Gemini dobbelt omslag kan gi deg større trygghet under steriliseringsprosessen. To omslag som er bundet sammen gir eksepsjonell styrke og forbedrer effektiviteten. De to ulike fargene gjør det enkelt å se hull og hjelper med å raskt se forskjellen på ulike instrumentsett.



	GEMO 40 gr	GEM1 47 gr	GEM2 54 gr	GEM3 61 gr	GEM4 71 gr	GEM5 75 gr
46 x 46 cm	GEM0118T-EU 500 stk/eske	GEM1118T-EU 500 stk/eske	GEM2118T-EU 500 stk/eske	GEM3118T-EU 300 stk/eske		
51 x 51 cm	GEM0120T-EU 500 stk/eske	GEM1120T-EU 500 stk/eske	GEM2120T-EU 250 stk/eske	GEM3120T-EU 125 stk/eske		
61 x 61 cm	GEM0124T-EU 250 stk/eske	GEM1124T-EU 250 stk/eske	GEM2124T-EU 250 stk/eske	GEM3124T-EU 100 stk/eske	GEM4124T-EU 100 stk/eske	
76 x 76 cm	GEM0130T-EU 150 stk/eske	GEM1130T-EU 150 stk/eske	GEM2130T-EU 150 stk/eske	GEM3130T-EU 75 stk/eske	GEM4130T-EU 100 stk/eske	
91 x 91 cm	GEM0136T-EU 150 stk/eske	GEM1136T-EU 150 stk/eske	GEM2136T-EU 150 stk/eske	GEM3136T-EU 75 stk/eske	GEM4136T-EU 75 stk/eske	GEM5136T-EU 72 stk/eske
102 x 102 cm	GEM0140T-EU 100 stk/eske	GEM1140T-EU 100 stk/eske	GEM2140T-EU 100 stk/eske	GEM3140T-EU 75 stk/eske	GEM4140T-EU 75 stk/eske	GEM5140T-EU 48 stk/eske
114 x 114 cm	GEM0145T-EU 100 stk/eske	GEM1145T-EU 100 stk/eske		GEM3145T-EU 50 stk/eske	GEM4145T-EU 50 stk/eske	GEM5145T-EU 48 stk/eske
122 x 122 cm	GEM0148T-EU 100 stk/eske	GEM1148T-EU 100 stk/eske	GEM2148T-EU 50 stk/eske	GEM3148T-EU 30 stk/eske	GEM4148T-EU 30 stk/eske	GEM5148T-EU 24 stk/eske
137 x 137 cm	GEM0154T-EU 50 stk/eske	GEM1154T-EU 50 stk/eske	GEM2154T-EU 50 stk/eske	GEM3154T-EU 30 stk/eske	GEM4154T-EU 30 stk/eske	GEM5154T-EU 24 stk/eske
137 x 183 cm				GEM3172T-EU 30 stk/eske	GEM4172T-EU 30 stk/eske	GEM5172T-EU 24 stk/eske

Omslagstilbehør

Støvdeksler

Disse støvdekslene beskytter instrumentbrett mot støv og forurensninger. De er laget av sterkt polyetylen av høy kvalitet, og er selvforseglande.



Varenr.	Beskrivelse	Pakning
MDS100815	20 x 30 cm	1,000
MDS100825	30 x 50 cm	500
MDS100830	40 x 55 cm	500
MDS100835	40 x 75 cm	250
MDS100840	60 x 75 cm	250
MDS100845	63 x 94 cm	100

Underlag til Instrumentbrett

Papirunderlag til instrumentbrett bidrar med å absorbere kondens under steriliseringen.

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
TLC009	30 x 30 cm	2,000
TLC010	30 x 45 cm	1,000
TLC011	30 x 60 cm	1,000



Transportbrett

- Stiv plast gir bedre luftstrøm
- Bidrar med å redusere eksponerte produkter
- Bidrar med å beskytte instrumentbrett mot hull og rifter under sterilisering, lagring og transport

Varenr.	Beskrivelse	Pakning
GEMTRAY3CE	31 x 56 cm	10
GEMTRAY4CE	43 x 69 cm	8



Hvis du vil vite mer om dette produktet, kan du kontakte din Medline-representant, eller besøke oss på: www.medline.eu/uk



Distribuerad av:
Mediplast AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Norge
T 32 88 11 00
mediplast@mediplast.no
www.mediplast.com

FOLLOW US 

MEDI PLAST

Gemini-omslag og transportbrett er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell.



Medline International France SAS
5 Rue Charles Lindbergh
44110 Châteaubriant, France



Papirunderlag er ikke-sterile medisinske enheter i klasse I og er beregnet for bruk av helsepersonell. Les bruksanvisningen og advarslene som står på etikettene før bruk.



Medical Device Safety Service (MDSS)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Vi forbeholder oss rettigheten til å korrigere feil som kan oppstå i denne brosjyren.

© 2023 Medline er et registrert varemerke eid av Medline Industries, LP Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML678_NO 01/2023