



Indikation: Dækforbinding over kompresser. Hudbeskyttelse til hel hud. Anvendes med fordel ved varme/svedige patienter.

Non-woven forbinding på rulle

MEDIPLAST kan tilbyde usteril non-woven forbinding på rulle med beskyttelsespapir. Klippes til rette størrelse med maksimal fleksibilitet. Smidig og kan formes efter kropskonturer og bevægelse. Produktet er usterilt og må ikke anvendes på beskadiget hud, åbne sår eller iv.-infarkter.

Rullen er et-styks-emballeret i pakken.

Længde: 10 meter

Varenummer	Beskrivelse	Antal/Æske	Antal/Trsp.karton
60701302	2,5 cm	1	120
60701305	5 cm	1	60
60701310	10 cm	1	36
60701315	15 cm	1	24
60701320	20 cm	1	18
60701330	30 cm	1	12

Æske = mindste kvantitet/bestilling