

# Ethanol Disinfection

## Engangskluter med høy alkoholkonsentrasjon



Artikelnr.: 51153



Artikelnr.: 51133

### Hurtigvirkende desinfeksjonsmiddel Enkel å bruke

#### Bruksanvisning

For desinfisering av medisinske enheter kompatible med etanol, og for desinfeksjon av kontaktoverflater, f.eks. i operasjonssalen, på intensivavdelingen, på undersøkelsesrommet, eller andre avdelinger.

Hurtigvirkende mot vegetative bakterier og gjærsopp, på grunn av den høye konsentrasjonen av alkohol.

I henhold til tester fra uavhengige laboratorier, Dr. Brill og MikroLab Germany, minimerer Wet Wipe Ethanol Disinfection bakterier eller gjærsopp.

Testrapportert og dokumentert effektivitet ved 30 sekunders inkubasjonstid er tilgjengelig ved forespørsel.

#### Oppbevaring

Wet Wipes engangskluter impregnerte med etanol oppfyller kravene i UN 3175, dvs. faste stoffer som inneholder brannfarlige væsker, og er derfor unntagen fra tekniske forskrifter for oppbevaring og håndtering av brannfarlige væsker. Produktet kan oppbevares og håndteres som et fast, brannfarlig stoff.

Bruk desinfeksjonsmidler forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

### Transport

Nettoinnholdet i en forpakning er mindre enn 1 kg fast materiale som inneholder brannfarlig væske, som betyr at produktet kan transporteres som farlig gods i begrenset mengde.

Kartongen er derfor LQ-merket.

### Artikkelnummer

Engangsklutene fåes i to størrelser.

**Artikelnr. 51153: Ethanol Disinfection Maxi**  
kartong med 12 forp. = 240 kluter  
1 forp. inneholder 20 kluter, 43×30 cm

**Artikelnr. 51133: Ethanol Disinfection Mini**  
kartong med 20 forp. = 500 kluter  
1 forp. inneholder 25 kluter, 20×30 cm

### Innhold

Denat. Etanol 70,0 %.

Inneholder mindre än 5% isopropanol.

Holdbarhet etter åpning er 30 dager.

Produsert uten parfyme, farge og denatureringsmidler. Produsert i Tyskland. Sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning er tilgjengelig ved forespørsel.

Wet Wipe A/S  
Vallensbækvej 65  
DK-2625 Vallensbæk  
Tel: +45 43 62 19 43  
info@wetwipe.dk  
www.wetwipe.dk  
CVR: 30207726

**wetwipe®**

M51-052, NO, Ver. 1  
PG, Jan 2019

Forhandler  
**Mediplast AS**  
Tollbugata 115  
3041 Drammen  
Tel: +47 32 88 11 00  
www.mediplast.com

**MEDI PLAST®**