

seca 665 Rullstolsvåg



Art.nr. 6657021193
Art.nr. 6657021198 (Wireless)



En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter.

Elektronisk golvmodell med mycket stor golvplatta i slagtålig metall som är försedd med halkskydd.

Den har även sidoskydd och fjädrande ramper som gör den säker för rullstolar. Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Vikten visas i stora, digitala, siffror.

Displayen kan vikas ned och låsas vid förflyttning eller förvaring i upplyftläge, t.ex. mot en vägg. HOLD-, Pre-TARA, TARA- och BMI-funktion ingår. Vågen drivs via en [seca nätadapter](#) som medföljer. Vågen har 2 st hjul för att underlätta förflyttning.

Kapacitet	300 kg
Gradering	0 – 200 kg/100 g och 0 – 300 kg/200 g
Vikt	23 kg
Plattformens mått (BxHxD)	800 x 65 x 960 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD och 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	



seca
Precision for health