

Nesekateter

- Nesekateter med rette eller bøyd nesevinger og gjennomstrømning på opptil 6 l/min
- Engangsbruk – bruken bør ikke overstige tre døgn
- Knekk sikker, stjerneformet slange.
- Oppfyller standarden: EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Ikke-steril

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	PVC-fri
6014115	Voksen, med bøyd og kjegleformede nesevinger, inklusiv slange 2,1 m	50/50	

Materiale: PVC-fri

Artikkelnr.	Produktbeskrivelse	Avd./trsp.fp	
6014101	Standard, barn, med rette nesevinger, inkl. slange 2,1 m	50/50	
6014102	Standard, voksen, med rette nesevinger, inkl. slange 2,1 m	50/50	

Materiale: PVC med mykgjørende DINP

Avd.pkn. = min.kvant/best