

Iltbrille

- Iltbriller med lige eller bøjede næsevinger til flow op til 6 l/min
- Engangs, anvendelsestid bør ikke overstige 3 døgn
- Kinkefri, stjerneformet slange
- Opfylder standard: EN 13544-1:2007 + A1:2009
- Usterile

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	PVC-fri
6014115	Voksen, med bøjede og tilpassede næsevinger, inklusiv slange 2,1 m	50/50	

Materiale: PVC-fri

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014101	Standard, Barn, med lige næsevinger, inkl. slange 2,1 m	50/50	
6014102	Standard, Voksen, med lige næsevinger, inkl. slange 2,1 m	50/50	

Materiale: PVC med DINP-blødgører

Æske = min. kvant/best