

Andningsballonger

- För luftvägsbehandling
- Komplet system för hjärt-lungräddning, för engångsbruk
- Sterila

Ventilator komplett, manuell

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014215	Nyfödd, 2,5-12 kg. Mask stl 1, (15 mm anslutning) 280 ml andningsballong, reservoarbag 600 ml, oxygenslang 2 m	1/12	

Material: PVC med mjukgörare DINP, PE (Polyetylen), Polycarbonat

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014216	Barn, 10-30 kg. Mask stl 3, (22 mm anslutning) 550 ml andningsballong, reservoarbag 2000 ml, oxygenslang 2 m	1/12	

Material: PVC med mjukgörare DINP, PE (Polyetylen), Polycarbonat

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
6014217	Vuxen, >30 kg Mask stl 5, (22 mm anslutning) 1500 ml andningsballong, reservoarbag 2500 ml, oxygenslang 2 m	1/12	

Material: PVC med mjukgörare DINP, PE (Polyetylen), Polycarbonat

Avd.förp = min.kvant/best