


# Infusionsæt

- Forskellig længde på slanger, mellem 180-320 cm
- Med eller uden luftventil
- PVC fri eller DEHP fri, PVC
- Rulleklemme for maksimal præcision til at sikre konsistent og sikker infusionshastighed
- Spids uden silikone for sikker tilslutning til infusionsposen/-flasken
- Væskefilter og Luftfilter
- Flowstop med hydrofobisk filter, der gør priming lettere og reducerer risikoen for lækage og kontaminering
- Roterende luer-lock
- Findes med 3-vejshane, tilbageløbsventil og/eller nålefri tilslutning membran
- Air-Guard forhindrer, at luft kommer ind i slangen, efter infusionen er afsluttet
- Flowregulator for præcist flow
- MR kompatibel



## Infusionsæt, ikke-luftet

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR60500152	Infusionsæt 180 cm, ikke-luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500152W	Infusionsæt 180 cm, ikke-luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500150T	Infusionsæt 180 cm, ikke-luftet	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500182	Infusionsæt 220 cm, ikke-luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500160	Infusionsæt 320 cm, ikke-luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500151T	Infusionsæt 320 cm, ikke-luftet	DEHP-fri PVC	10/100*

## Infusionssæt, luftet

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR60500156	Infusionssæt 180 cm, luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500153	Infusionssæt 180 cm, luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500154T	Infusionssæt 180 cm, luftet	DEHP-fri PVC	10/100*
60SRL60500154	Infusionssæt 180 cm luftet med tilbageløbsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500153K	Infusionssæt 180 cm, luftet, Y-stykke med nålefri tilslutning	PVC-fri	10/100*
60SRL60500153KV	Infusionssæt 180 + 12 cm, luftet med nålefri tilslutning og tilbageløbsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156C	Infusionssæt 180 cm, luftet med lukket han luer-adapter og priminghætte	PVC-fri	50/50*
60MR60500186	Infusionssæt 220 cm, luftet	PVC-fri	10/100*
60SRL60500186	Infusionssæt 250 cm, luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500161	Infusionssæt 320 cm, luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500162	Infusionssæt 320 cm, luftet	PVC-fri	10/100*
60MR60500155T	Infusionssæt 320 cm, luftet	DEHP-fri PVC	10/100*

## Infusionssæt, ikke-luftet, med 3-vejshane\*\* og forlængerslange

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR60500157	Infusionssæt 180 cm, ikke-luftet, med 3-vejshane** og 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR60500141T	Infusionssæt 180 cm, ikke-luftet, med 3-vejshane** og 15 cm forlængerslange	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500183	Infusionssæt 220 cm, ikke-luftet, med 3-vejshane** og 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*

## Infusionssæt, luftet, med 3-vejshane\*\* og forlængerslange

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR60500138	Infusionssæt 180 cm, luftet, 3-vejshane** + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60SRL60500139	Infusionssæt 180 cm luftet, 3-vejshane** + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR60500137	Infusionssæt 180 cm, luftet, 3-vejshane** + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR60500140T	Infusionssæt 180 cm, luftet, 3-vejshane** + 15 cm forlængerslange	DEHP-fri PVC	10/100*
60MR60500146	Infusionssæt 180 cm, luftet med tilbageløbsventil, 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR60500148W	Infusionssæt 180 cm, luftet med tilbageløbsventil 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60SRL60500148P	Infusionssæt 180 cm, luftet med tilbageløbsventil, 3-vejshane med nålefri tilslutning + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR60500140SG	Infusionssæt 180 cm, luftet, 2 x 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/50*
60MR60500140SU	Infusionssæt 180 cm, luftet, 2 x 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/50*
60MR60500187	Infusionssæt 220 cm, luftet, 2 x 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR60500145	Infusionssæt 320 cm, luftet, 2 x 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*
60MR60500147	Infusionssæt 320 cm, luftet med tilbageløbsventil, 3-vejshane + 15 cm forlængerslange	PVC-fri	10/100*

## Infusionssæt med flowregulator, luftet

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60MR60500156F	Infusionssæt 180 cm, luftet med flowregulator	PVC-fri	10/100*
60MR60500156FV	Infusionssæt 180 cm, luftet med flowregulator og tilbageløbsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusionssæt 180 cm, luftet med flowregulator og Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60MR60500161F	Infusionssæt 320 cm, luftet med flowregulator	PVC-fri	10/100*

## Infusionssæt med Air-Guard, luftet

Varenr.	Beskrivelse		Æske/Trsp.karton
60SRL60500153	Infusionssæt 180 cm, luftet med Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60SRL60500155AG	Infusionssæt 180 cm, luftet med Air-Guard og tilbageløbsventil	PVC-fri	10/100*
60SRL60500156F	Infusionssæt 180 cm, luftet med Air-Guard og flowregulator	PVC-fri	10/100*
60SRL60500186AG	Infusionssæt 250 cm, luftet med Air-Guard	PVC-fri	10/100*
60SRL60500162AG	Infusionssæt 320 cm, luftet med Air-Guard	PVC-fri	10/100*

Materiale: Slange: PVC DEHP-FREE/TPE Dråbekammer: SB/TPE Spids: ABS Luftfilter: PP 0,2 eller 0,8 µm Væskefilter: PA 15 µm Rulleklemme: ABS/PS Trykklemme: PP	Priming-stop/Flowstop: ABS/PE Tillbageløbsventil: SAN/MABS/Silikone Flowregulator: PC / POM Tilslutning/Luer-lås: ABS 3-vejshane: PC/HDPE Nålefri tilslutning: PC/Silikone Lukket han luer-adapter: PSU/PE Hydrofobisk hætte: PP/Akryl	Sterilisering: EO Infusionssæt 20 dråber = 1 ml Engangsbrug, steril 1 stk. i peel-pack * = minimum bestilling Primingvolumen: 0,07 ml/ cm Ø 2,9 mm **blod-, medicin- og lipidresistent i 72 timer.
---	---	---