




OptiLube glidegel skal
anvendes ved for eksempel
kateterisering



- Ny tube med ekstra stor åpning
- Egnet for kateter/sonde opptil 26 CH
- Enkel åpne og lukkefunksjon
- Glidegelen er sterilt i uåpnet tube

10g e

Art.nr.	Beskrivelse	Avd.frp.	Trpt.fp.
60101114	Glidgel steril 10 g tube	30	300

Materiale/innhold:

Glidegel - PEG, glyserin, natriumhydroksid,
konserveringsmiddel, destillert vann, karbomer

Tube - PE


Kartong - resirkulerbar, ikke-klorbehandlet
kartong

Produktet er fri for PVC

Oppbevares i romtemperatur

Les pakkeseddelen i forpakningen

Avd.fp = min.kvant/best



Skru av toppen og
dra av folien
Skru på igjen



Trykk kateterets
spiss ned i tuben



Åpnet forpakning
bryter steriliteten og
bør kastes etter bruk

Forhandler:

MEDI PLAST

Medioplast AS

Tollbugata 115, 3041 Drammen

T 32 88 11 00

mediplast@mediplast.no

www.mediplast.com



optimummedical®

Manufactured By:

Optimum Medical

enquiries@optimummedical.co.uk

Tel: +44 (0)845 643 5479

www.optimummedical.co.uk