




Svalgtuber

- Guedel svalgtuber, färgkodade för enkel identifiering
- Hygienförpackade i storpack eller styckförpackade i PP-påse
- Finns även som set med en svalgtub i varje storlek. Lämplig för exempelvis akutväska
- Uppfyller standard: ISO 5364:2016
- Osterila




Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605104	Nr 000, 40 mm, rosa Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605104-1	Nr 000, 40 mm, rosa Styckförpackade i PP-påse	1/100/1000	


Material: Polyetylen

Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605105	Nr 00, 50 mm, blå Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605105-1	Nr 00, 50 mm, blå Styckförpackade i PP-påse	1/100/1000	

Material: Polyetylen


Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605106	Nr 0, 60 mm, svart Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605106-1	Nr 0, 60 mm, svart Styckförpackade i PP-påse	1/100/800	

Material: Polyetylen


Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605107	Nr 1, 70 mm, vit Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605107-1	Nr 1, 70 mm, vit Styckförpackade i PP-påse	1/100/800	

Material: Polyetylen


Avd.förp = min.kvant/best

Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605108	Nr 2, 80 mm, grön Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605108-1	Nr 2, 80 mm, grön Styckförpackade i PP-påse	1/100/700	


Material: Polyetylen

Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605109	Nr 3, 90 mm, gul Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605109-1	Nr 3, 90 mm, gul Styckförpackade i PP-påse	1/100/700	

Material: Polyetylen


Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605110	Nr 4, 100 mm, röd Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605110-1	Nr 4, 100 mm, röd Styckförpackade i PP-påse	1/100/600	

Material: Polyetylen

Artikelnr.	Beskrivning	Prod/Avd/Trp.fp	
60605111	Nr 5, 110 mm, orange Hygienförpackade i storpack	100/1000	
60605111-1	Nr 5, 110 mm, orange Styckförpackade i PP-påse	1/100/500	

Material: Polyetylen

Set

Artikelnr.	Beskrivning	Avd./Trp.fp	
60605112	Set med en svalgtub i varje storlek. Nr 000-5. Levereras i plastbox 18 x 12 x 5 cm (L x B x H)	1/50	

Material: Polyetylen

Avd.förp = min.kvant/best