



Metallsug med transparent handtag typ Ferg

- För kirurgiskt ingrepp och undersökning i bl.a. näsan
- Med eller utan sidohål
- Handtag med sugkontroll
- Engångs. Sterilt 1-st-fp i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medicinskt rostfritt stål, handtag av PMMA (plexiglas)

| Artikelnr. | mm | Beskrivning | Avd./Trpt. fp |
|--------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 6066501020 | 2,0 x 150 | utan sidohål | 25/375 |
| 6066501030 | 3,0 x 150 | utan sidohål | 25/375 |
| 6066501040 | 4,0 x 150 | utan sidohål | 25/375 |
| | | | |
| 6066511020 | 2,0 x 150 | med sidohål | 25/375 |
| 6066511030 | 3,0 x 150 | med sidohål | 25/375 |
| 6066511040 | 4,0 x 150 | med sidohål | 25/375 |
| | | | |
| 6066501030BP | 3,0 x 150, Big pack | utan sidohål | 20 (2x10) / 600 |
| 6066501040BP | 4,0 x 150, Big pack | utan sidohål | 20 (2x10) / 600 |

Avd. fp. = minsta kvantitet / beställning

Tillverkare: Medioplast AB / www.medioplast.com