



## Metallsug med transparent håndtak type Fraz

- For rhinologiske inngrep og undersøkelser
- Håndtak med sugek kontroll
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medisinsk rustfritt stål, håndtak av PMMA (plexiglass)

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
6066508020	2,0 x 120 mm	25/375
6066508030	3,0 x 120 mm	25/375
6066508040	4,0 x 120 mm	25/375
6066508020BP	2,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508030BP	3,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600
6066508040BP	4,0 x 120 mm, Big-Pack	20 (2x10) / 600

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Medioplast AB / [www.medioplast.com](http://www.medioplast.com)