

seca 336 Bärbar Babyvåg



Art. Nr. 3367021098

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Elektronisk barnvåg som passar överallt och också är lätt att ta med sig tack vare det praktiska handtaget. Vågen har dämpning, vilket gör att du får en korrekt vikt även om baby inte ligger still. HOLD- och TARE funktion ingår. Vågen stängs av automatiskt efter ca. 5 min. Vågen är stabil, lättskött och har tydlig display. Vikten visas i stora digitala siffror. Den helgjutna designen, gör vågen hygienisk och mycket lätt att hålla ren. Levereras med 6 st engångsbatterier, typ AA. Med en [seca nätadapter](#) (tillbehör) kan vågen även drivas via ett vanligt vägguttag.

Vid längre transporter, t.ex. vid hembesök, finns den rejäla väskan [seca 428](#) (tillbehör). Har du monterat längdmätaren så använder du väskan [seca 414](#) (tillbehör).

Kapacitet	20 kg
Gradering	5 g < 10 kg > 10 g
Vikt	3,7 kg
Mått (BxHxD)	650 x 110 x 308 mm
Mått vågskål (BxHxD)	645 x 40 x 290 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD, 2009/23/EG, Klass III
Certifikat för varje enskild våg medföljer	