

SnapOn™ KoloBa™

Den første kolostomipose i 2 dele med ekstra beskyttet filter



SnapOn™ KoloBa™ er et 2-dels system af kolostomiposer med ekstra beskyttet kulfilter. Som på alle KoloBa™ poser er kulfilteret beskyttet af en unik mellemvæg med luftkanaler. Det mindsker risikoen for, at filtret tildækkes eller stoppes til, og at tarmindehold trænger ud gennem filteret betydeligt. Hvis posen blæses op (såkaldt ballooning), trykker man let på posen med hænderne, så luftkanalerne åbnes, og luften kan passere kontrolleret ud gennem filteret.

SnapOn™ poserne har et fingergreb øverst oppe på koblingsringen. Det bruger du til at frigøre posen fra pladens koblingsring. På højre og venstre side af posens koblingsring er der fastgørelsesøjjer til et bælte.

SnapOn™ poserne passer på alle SnapOn™ hudbeskyttelsesplader, også de konvekse! SnapOn™ Hudbeskyttelsesplader har et 2-lags hydrokolloidfæste, der giver en smidig pasform og maksimal udslipkontrol. De er også forsynet med en krave, som gør det lettere at montere SnapOn™ på koblingsringen.

Posen er dækket af et blødt, non-woven lag, som kan åbnes på forsiden ved inspektion. SnapOn™ KoloBa™ fås i størrelsernes Mini, Midi og Maxi med to forskellige ringdiametre, 45 mm og 57 mm.

Varenr.	SnapOn™ KoloBa™ MINI, vol. ca. 130 ml	Varenr.	SnapOn™ KoloBa™ MIDI, vol. ca. 230 ml	Varenr.	SnapOn™ KoloBa™ MAXI, vol. ca. 310 ml
220342	Ringdiameter 45 mm	220346	Ringdiameter 45 mm	220349	Ringdiameter 45 mm
220344	Ringdiameter 57 mm	220347	Ringdiameter 57 mm	220351	Ringdiameter 57 mm

30 styk i hver pakning