



Metallsug med transparent håndtak for Tonsillektomi

- Sug for Tonsillektomi
- Håndtak med sugekontroll
- Engangs. Sterilt enkeltpakket i peel-pack
- Sterilisering: EO
- Medisinsk rustfritt stål, håndtak av PMMA (plexiglass)

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
6066502040	4,0 x 190 mm	20/300

Avd. fp. = minste kvantitet / bestilling

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com