



Tube bandasje
Laget av bambus
Produsert i Danmark

Hospidana
BY MEDIPLAST

Healing
starts
here



Belastningen på miljøet vårt er tung og vi er nødt til å tilpasse oss. Vi promoterer aktivt mer bærekraftige løsninger og materialer, og et steg i denne retningen er å velge bambus som ett nytt og forbedret material for våre tubebandasjer.

Etterspørselen etter bandasjer i andre materialer enn bomull har økt, og vi har oppdaget at bambus er et utmerket alternativ, både for deg og for planeten.



ANTIBAKTERIELLE EGENSKAPER ¹⁾

Fordi bambus har en arvelig naturlig antibakteriell barriere mot bakterier, vil de fleste bakterier og insekter som forsøker å leve på bambusplanten dø ved kontakt. Bambus er en av de sjeldne plantene som kan overleve alt naturen utfordrer den på av bakterier, insekter mm.



LANGVARIG FRISKHET ²⁾

Stoff laget av bambus gir utmerket ventilasjon takket være de mikroskopiske hullene i bambusfibre. Dette er grunnen til at bambus holder deg tørt samt gir en følelse av friskhet lengre. Bambus har også en struktur som avviser fuktighet, med dette menes at det transporterer raskt bort fuktighet.



FANTASTISK MYK

En annen stor fordel er bambustekstilene sin mykhet og den fantastiske komfort de gir. Bambusfibrene sine myke og runde strukturer gir ingen skarpe eller grove elementer som irriterer og føles derfor fantastisk myk mot huden.



UTMERKET VARMEKONTROLL ³⁾

Stoffer laget av bambus har flere isolerende egenskaper som påvirker varmevekslingen. Når været er varmt gir bambusstoffer en lett avkjølende følelse, og når været er kaldt varmer det mot kulden.



MILJØVENNLIG ⁴⁾

- Bambus dyrkes med lite eller ingen sprøytemidler eller kjemisk gjødsel
- Den krever ingen vanning
- Den trengs sjelden å plantes på nytt
- Den vokser fort
- Den produserer mer oksygen enn en tilsvarende bestand av trær
- Det er et kritisk element i balansen mellom oksygen og karbondioksid i atmosfæren

1. Adine Gericke and Jani van der Pol (2011) A comparative study of regenerated bamboo, cotton and viscose rayon fabrics. Part 2:Antimicrobial properties. *Journal of Family Ecology and Consumer Sciences* vol. 39 ss.10-18.

2. Abdul R Akbar et al. (2017) Effect of Bamboo Viscose on the Wicking and Moisture Management properties of Gauze. *IOP. Conf. Ser: Mater. Sci. Eng* 275 012042.

3. Karina Solorio-Ferrales et al. (2017) Comparison of regenerated bamboo and cotton performance in warm environment. *Journal of Applied Research and Technology* 15 ss. 205-210.

4. <https://www.guaduaibamboo.com/blog/environmental-impact-of-guadua-bamboo>, <https://www.trvst.world/sustainable-living/bamboo/all-about-bamboo-and-sustainability>

5. Jean-Philippe Deguine, Pierre Ferron and Derek Russell. (2008). Sustainable pest management for cotton production. A review. *Agronomy for Sustainable Development* Volume 28, pages 113-137.


6. A.K. Chapagain, A.Y. Hoekstra, H.H.G. Savenije and R. Gautam (2006). The water footprint of cotton consumption: An assessment of the impact of worldwide consumption of cotton products on the water resources in the cotton producing countries. *Ecological Economics*, Volume 60, pages 186-203.

Det vanligste materiale for tubebandasjer i dag er bomull. Det er velkjent at bomull krever enorme mengder vann for å vokse og derfor at vanning er avgjørende for god produksjon. Den er også svært følsom for skadedyrsangrep, og bomullsdyreker anvender derfor en mengde ulike plantevernmidler mot insekter (insektmidler), ugress (ugressmidler) og sopp (soppmidler). Sprøytemidlene kan både være kjemiske og biologiske, og siden ubleket bomull kun vaskes kan dette innebære at råmaterialet inneholder mikroorganismer ^{5, 6)}.

Danafast DS

MEDIPLAST kan tilby DANAFAST Double Stretch, en tubeformet elastisk bandasje som strekker både på lengden og bredden og som dermed er lett å applisere.

Klippes i valgfrie lengder og kan appliseres enkelt eller dobbelt, ingen ekstra fiksering kreves. Ettersom produktet er strikket gir den også god ventilasjon og luftgjennomslipp. Fargekode vevet linje som forenkler valg av størrelse.



DANAFAST DS BAMBOO TUBE BANDASJE

LENGDE 10 METER USTRUKKET LENGDE

Art.nr.	Beskrivelse	Avd.frp.	Trp.frp.
6050785	RØD = >3,5 cm, små armer og ben	1	35
6050786	GRØNN = >5,5 cm, fot, hånd, ordinære armer, små ben	1	28
6050787	BLÅ = >8 cm, ordinære ben, større arm, lår	1	20
6050788	GUL = >12 cm, små kropp, kraftige lår	1	14
6050789	BEIGE = >18 cm, kropp voksen	1	7
6050790	LILLA = >20 cm, lstor kropp	1	7

LENGDE 1 METER USTRUKKET LENGDE

6050791	RØD = >3,5 cm, små armer og ben	72	576
6050792	GRØNN = >5,5 cm, fot, hånd, ordinære armer, små ben	72	576
6050793	BLÅ = >8 cm, ordinære ben, større arm, lår	72	432
6050794	GUL = >12 cm, små kropp, kraftige lår	36	288
6050795	BEIGE = >18 cm, kropp voksen	36	144
6050796	LILLA = >20 cm, lstor kropp	36	144



Tiltenkt bruk:
Kan benyttes som
fikseringsbandasje og som
beskyttelse for huden under gips
og skinner.
Brukes kun på uskadet hud.



PRODUSERT I DANMARK

Danagrip

MEDIPLAST kan tilby DANAGRIP, en elastisk støtte- og fikseringsbandasje med lett kompresjonseffekt. Kanten blir rett og fin ved klipping. Kan anvendes enkelt eller dobbelt etter ønsket kompresjon. Ettersom produktet er strikket gir den også god ventilasjon og luftgjennomslipp. God elastisitet. Bandasjene er tilgjengelig i tre ulike materialer, ikke-bleket bomull, bleket bomull og bambus.



TUBE BANDASJE DANAGRIP BAMBOO

KOMPRESJON. LENGDE: 10 METER USTRUKKET LENGDE

Art.nr.	Beskrivelse	Avd.frp.	Trp.frp.
6050951	Str A = 4 cm, små armer og ben	1	28
6050952	Str B = 6,25 cm, små hender	1	34
6050953	Str C = 6,75 cm, hånd, smale armer, barneben	1	28
6050954	Str D = 7,5 cm, ordinære ben	1	28
6050955	Str E = 8,75 cm, ben, kne	1	26
6050956	Str F = 10 cm, lår	1	22
6050957	Str G = 12 cm, kraftige lår	1	20
6050962	Str H = 14 cm, kraftige lår, små kropp	1	16
6050958	Str J = 18 cm, små kropp	1	8
6050959	Str K = 22 cm, ordinære kropp	1	8
6050960	Str L = 32,5 cm, store kropp	1	6
6050961	Str M = 36 cm større kropp	1	6




Tiltenkt bruk:
Gir lett støtte og avlastning for ledd og ligamenter. Kan benyttes som fikseringsbandasje. Brukes kun på uskadet hud.



PRODUSERT I DANMARK

Danatube

MEDIPLAST kan tilby DANATUBE, en elastisk tubulær bandasje. Ettersom produktet er strikket gir den også god ventilasjon og luftgjennomslipp. Bandasjene er tilgjengelig i fire ulike materialer, ikke-bleket bomull, bleket bomull, viskose og bambus.



DANATUBE BAMBOO TUBE BANDASJE

LENGDE 20 METERS USTRUKKET LENGDE

Art.nr.	Beskrivelse	Avd. frp	Trp. frp
6050731	Str 0,1 = 1,5 cm, fingrer, tær	1	64
6050732	Str 12 = 2,5 cm, fingrer og tær med innerbandasje	1	33
6050733	Str 34 = 4 cm, hand, smale armer, barne ben	1	29
6050734	Str 56 = 6 cm, kraftige armer, ordinære ben	1	60
6050735	Str 78 = 8 cm, hode, kne, smale lår	1	48
6050736	Str T1 = 10 cm, kropps-bandasje på barn, hode	1	39
6050738	Str = 12 cm, kroppsbandasje medium	1	36
6050737	Str T2 = 16 cm, kroppsbandasje for voksen	1	24



Tiltent bruk:
Anvendes som sekundær fiksering
og som beskyttelse for huden
under gips og skinner.
Brukes kun på uskadet hud.




PRODUSERT I DANMARK

Å jobbe med mennesker sin helse er en viktig oppgave. I Mediplast er vi i daglig kontakt med dedikert helsepersonell som gjør sitt ytterste for å levere bedre og tryggere omsorg. Nå til dags er det et økende behov for å jobbe med flere pasienter på kortere tid og med færre ressurser. Mediplast er ved din side i helsevesenet og vi avlaster hverdagens utfordringer.

Hospidana

BY MEDIPLAST



Hospidana ble grunnlagt i Danmark i 1978. Det er den eneste produsenten av elastiske bandasjer og tubebandasjer i Skandinavia. Ved å produsere produktene på egen fabrikk oppnår Hospidana en høy grad av fleksibilitet og effektivitet under produktutvikling. Mange av produktene er et resultat av en tett dialog med kundene, og de er utviklet for å møte ulike behov.



- Alt garn som brukes i våre produkter er sertifisert i henhold til OEKO-TEX®
- En av verdens mest kjente merker for tekstiler testet for skadelige stoffer.
- Det står for kundetillit og høy produksikkerhet.
- Testen er utført av uavhengige OEKO-TEX® partner institutter.
- I mange tilfeller går grenseverdiene for STANDARD 100 utover nasjonale og internasjonale krav.
- Kriteriekatalogen oppdateres minst en gang per år.

Produsent: Mediplast AB / www.mediplast.com