


Lampehåndtagsovertræk steril

- Steril lampehåndtagsovertræk til engangsbrug
- Overtræksstørrelsen passer til forskellige typer lampehåndtag
- Lampehåndtagsovertræk på 150 mm, tillader adgang til eventuel lysregulering på lampehåndtaget
- Den perforerede plastkrave fungerer både som skridsikring mod lampen og samtidig som fleksibel holder
- Den påsatte plsthætte skaber en barriere mellem operatøren og håndtaget
- Steril pakket i peel-pakning, sterilisering EO



Artikelnr.	Beskrivelse	Æske/Trsp.krt
60P09086	1-stk/peel-pakning, 120 mm	50/200
60P09064	2-stk/peel-pakning, 120 mm	50/200
60P09066 *	3-stk/peel-pakning, 120 mm	48/192
60P0916	1-stk/peel-pakning, 150 mm	50/200
60P0915 *	2-stk/peel-pakning, 150 mm	50/200

Farve:	Hvid krave, lyseblå eller transparent plsthætte
Størrelse:	Krave: 11 cm i diameter, hul 15 - 50 mm i diameter Plsthætte: 120 mm eller 150 mm lang
Materiale:	Plsthætte: Polyetylen. Plastkrave: LDPE
Opbevaring:	Ved stuetemperatur
Miljø/sundhed:	Produktet er latexfrit
Destruktion:	Produktet: forbrænding Indvendig emballage peel-pakning: Forbrænding Karton: Genanvendeligt bølgepap. Ikke klorbleget Trykfarve: vandbaseret

* = Bestillingsvare

Æske = mindste kvantitet / bestilling

