

Happi- ja kuplaletkut

- Happletkut happilähteen/happikostuttimen ja maskin/viiksien välille
- Vaihtoehtoina 2,1m valmispituinen tähdenmuotoinen letku k/k-liittimellä tai haluttuun pituuteen leikattava kuplaletku
- Standardi: EN 13544-2:2002 + A1:2009
- Tehdaspuhdas

Happiletku, läpinäkyvä

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	PVC-vapaa
6014163	sisähalk. 4 x ulkohalk. 6 mm	50/50	

Materiaali: PVC-vapaa

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6014135	sisähalk. 4 x ulkohalk. 6 mm	50/50	

Materiaali: PVC, DINP-pehmenin

Kuplaletku, vihreä

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6099970-1	Rullassa, 30 m, sisähalk. 3 x ulkohalk. 5 mm / sisähalk. 8 x ulkohalk. 10 mm, 1 kupla metrin välein	1/5	

Materiaali: PVC, ATBC-pehmenin

Tuotenro	Kuvaus	Os./Kulj.pakk.	
6099960-1	180 cm, sisähalk. 3 x ulkohalk. 5 mm / sisähalk. 8 x ulkohalk. 10 mm, kuplia molemmissa päissä	50/50	

Materiaali: PVC, ATBC-pehmenin

Os.pakk. = pienin toim.erä