




## Metalli-imu Nasal

- Rhinologisiin tutkimuksiin
- Kertakäyttöinen. Steriilisti yksittäispakattu
- Sterilointimenetelmä: EO
- Ruostumatonta terästä, liittimellä/luer-lock polypropyleeni (PP)

| Tuote nro  | mm        | Kuvaus                               | Os/Kulj.pakk |
|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 6066516020 | 2,0 x 150 | Vihreä, luer-lock                    | 40/600       |
| 6066502150 | 2,0 x 150 | Vihreä, putkimaisella liittimellä    | 40/600       |
| 6066516030 | 3,0 x 150 | Sininen, putkimaisella liittimellä   | 40/600       |
| 6066516040 | 4,0 x 150 | Keltainen, putkimaisella liittimellä | 40/600       |

Os.pakk = Pienin toimituserä

Valmistaja: Mediplast AB / [www.medioplast.com](http://www.medioplast.com)