

# SnapOn™

## Hudbeskyttelsesplade

med krave



Løftbar koblingsring

**SnapOn™** hudbeskyttelsesplade til 2-dels systemer (SnapOn™ KoloBa™; SnapOn™ IloBa® og SnapOn™ UroBa®). SnapOn™ har en todelt hæfteplade, der er en kombination af to klæbende hydrokolloider med forskellige egenskaber. Hydrokolloiden nærmest stomien (den mørkeste) kan tilpasses. Den har stor absorptionsevne og svulmer op, så tætningen omkring stomien bliver endnu bedre. Hydrokolloiden nærmest kanten (den lyseste) er tyndere, så den kan følge hudens bevægelser og fæstner ekstra godt.

SnapOn™ koblingsringen har en krave, der gør ringen løftbar og letter monteringen af posen. Man kan holde imod med fingrene i stedet for at trykke på maven!

SnapOn™ hudbeskyttelsespladerne passer til alle SnapOn™ poserne. De findes som både opklipelige og forudstansede og med to forskellige ringdiametre, 45 mm. og 57 mm.

Varenr.	SnapOn™ hudbeskyttelsesplade Ringdiameter 45 mm	Varenr.	SnapOn™ hudbeskyttelsesplade Ringdiameter 57 mm
220375	Opklipelig 15-35 mm	220383	Opklipelig 15-40 mm
220377	Hulstørrelse 20 mm	220387	Hulstørrelse 30 mm
220378	Hulstørrelse 25 mm	220388	Hulstørrelse 35 mm
220379	Hulstørrelse 28 mm	220385	Hulstørrelse 38 mm
220380	Hulstørrelse 30 mm		
220381	Hulstørrelse 32 mm		
220382	Hulstørrelse 35 mm		

5 styk i hver pakning