



# Medibender

Korvaimujen taivuttaja.

Ruostumatonta terästä, tehdaspuhdas,  
voidaan autoklaavata

| Tuotenro | Kuvaus                       | Os/Kulj.Pakk |
|----------|------------------------------|--------------|
| 6066501  | 4.0, 3.0, 2.0, 1.4 ja 1.0 mm | 1/1          |

Tee seuraavasti:

1. Ota instrumentista kiinni siten, että asetat peukalon Mediplast-kaiverruksen päälle
2. Valitse haluamasi imukärki
3. Aseta imukärki oikeaan reikään
4. Taivuta imukärkeä instrumentin pituussuunnassa toivottuun kulmaan



Valmistaja: Mediplast AB / [www.medioplast.com](http://www.medioplast.com)