


# Transfusionssæt

- Ekstra stort filterareal (17,2 cm<sup>2</sup>) giver effektiv filtrering samtidig med en høj transfusionshastighed
- Forskellig længde på slanger, mellem 180-320 cm
- PVC fri eller DEHP fri, PVC
- Rulleklemme for maksimal præcision til at sikre konsistent og sikker infusionshastighed
- Spids uden silikone for sikker tilslutning til transfusionspose
- Blodfilter 200 µm
- Flowstop med hydrofobisk filter, der gør priming lettere og reducerer risikoen for lækage og kontaminering
- Roterende luer-lock
- Findes med dobbeltspids og/eller 3-vejshane/nålefri tilslutning
- MR kompatibel



| Varenr.        | Beskrivelse                                                 |              | Æske/Trsp.karton |
|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 60MR60500202   | Transfusionssæt 180 cm                                      | PVC-fri      | 10/100*          |
| 60SRL60500202  | Transfusionssæt 180 cm                                      | PVC-fri      | 10/100*          |
| 60MR60500200T  | Transfusionssæt 180 cm                                      | DEHP-fri PVC | 10/100*          |
| 60SRL60500300  | Transfusionssæt 180 cm, dobbeltspids                        | PVC-fri      | 50/50*           |
| 60SRL60500300T | Transfusionssæt 180 cm, dobbeltspids                        | DEHP-fri PVC | 10/100*          |
| 60SRL60500204  | Transfusionssæt 180 + 12 cm med nålefri tilslutning         | PVC-fri      | 10/100*          |
| 60MR60500231   | Transfusionssæt 180 cm, 3-vejs hane + 15 cm forlængerslange | PVC-fri      | 10/100*          |
| 60MR60500210T  | Transfusionssæt 220 cm                                      | DEHP-fri PVC | 10/100*          |
| 60MR60500213   | Transfusionssæt 250 cm                                      | PVC-fri      | 10/100*          |
| 60MR60500203   | Transfusionssæt 320 cm                                      | PVC-fri      | 10/100*          |

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale:<br>Slange: PVC DEHP-FRI/TPE<br>Dråbekammer: PVC DEHP-FRI/TPE<br>Spids: ABS<br>Blodfilter: PA<br>Rulleklemme: ABS/PS | Trykklemme: PP<br>Priming-stop/Flowstop: ABS/PE<br>Tilslutning: ABS<br>Luer-Lock: ABS<br>3-vejshane: PC/HDPE<br>Nålefri tilslutning: PC/Silicone | Sterilisering: EO<br>Transfusionssæt. 20 dråber = 1 ml<br>Engangsbrug, steril 1 stk. i Peel-pack<br>* = minimum bestilling |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|