

Slangetilslutninger - engangsbrug

- Til respirator
- Koblingsstykker mellem respirationssystem og patient til engangsbrug
- Koblingsstykker med port til sugekateter og monitorering, "sealaround"-port.
- Ekspanderbare kan indstilles i forskellige positioner og variabel længde
- Usterile

Koblingsstykke

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014232	Leddelt med 3 mm sugeport og bronkoskopiport. 22 YD / 15 ID:15 YD, 8,5 mm måleport	50/100	

Materiale: Konnektor: PE - O-ring: Silikone - Prop: TC

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014227	Fast vinkelkobling uden måleport 22 YD / 15 ID, 15 YD	50/100	

Materiale: Kobling: PP

Flexrør

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014234	Lige, 18 cm, 15 YD; 15 ID/22YD Deadspace 30 ml	50/100	

Materiale: Slange: PE+EVA - Konnektorer: PCL/K-Resin

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014235	Ekspanderbar, lige, 13-18 cm, 22 YD/15 ID; 22 ID Deadspace 48 ml	100/100	

Materiale: Slange: PE - Konnektor: K-Resin

Æske = min. kvant/best

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014236	Ekspanderbar, 13-18 cm, med leddelt koblingsstykke med sugeport, 22 YD/15 ID; 15YD Deadspace 53 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP+EVA - Konnektorer: PP/PCL - Prop: TC - O-ring: Silikone

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014237	Ekspanderbar, 13-18 cm, med leddelt koblingsstykke med sugeport, 22 YD/15 ID; 22ID Deadspace 49 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP - Konnektorer: PP/PE - Prop: TC - O-ring: Silikone

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014238	Ekspanderbar, 13-18 cm, med leddelt koblingsstykke med sugeport, 22 YD/15 ID; 22ID Deadspace 56 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP+EVA - Konnektorer: PP/PE - Prop: TC - O-ring: Silikone

Varenr.	Beskrivelse	Æske/Trpt.fp	
6014239	Lige. 18 cm, med leddelt kobling 22 YD/15 ID; 15 YD Deadspace 31 ml	50/100	

Materiale: Slange: PP+EVA - Konnektorer: PP/PCL - Prop: TC - O-ring: Silikone

Æske = min. kvant/best