



Jälleenmyyjä:

MEDI PLAST


Mediplast Fenno Oy

PL 153, 01531 Vantaa

Puh: 09 276 360

asiakaspalvelu@mediplast.com

www.mediplast.com



Tekniset tiedot

Suojapussi tiivisteellä

Valmistajan tuotenumero

Tuotenumero	Mitat cm	Os./Kulj.pakk
MDS100815	20 x 30	1000
MDS100825	30 x 50	500
MDS100830	40 x 55	500
MDS100835	40 x 75	250
MDS100840	60 x 75	250
MDS100845	63 x 94	100

Kuvaus

Suojapussi suojaa steriloituja instrumentteja pölyltä säilyttäen tuotteet steriilinä, kun ne viedään kontrolloimattomaan ympäristöön.

Suojapussia ei voi sulkea uudelleen ja se täytyy avata alareunasta, jotta steriiliys säilyy. Valmistettu vahvasta ja kestävästä polyeteenistä, kestää painaviakin instrumentteja.

Suuri lomittainen kieleke helpottaa avaamista.

Itsestään sulkeutuva.

Valmistusmateriaali

Polyeteeni

Pakkaus

Katso "Valmistajan tuotenumero"

Valmistaja

Medline Industries, Inc., Northfield. IL. 60093 USA



© 2019 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.
All rights reserved.

TDS_MDS1008XX_EN_2

01.INT.30.30