

# KontiBa<sup>®</sup> SOFT

For kontinent stomi



**KontiBa<sup>®</sup>**-bandasje for de som irrigerer eller har kontinent stomi. Materialet er et lukttett og lufttett plastlaminat som inneholder et mykt superabsorberende materiale.

Utsiden av bandasjen er dekket av et mykt, ikke-vevd materiale og baksiden er dekket av hudvennlig og ekstra tynn og fleksibel hydrokolloid.

KontiBa<sup>®</sup> er tilgjengelig i tre størrelser med ulik absorpsjonskapasitet. Velg størrelse avhengig av størrelsen på stomien, eller hvor mye væske som slippes ut.

Art.nr.	KontiBa <sup>®</sup>	Absorpsjon
<b>274720</b>	MINI, Ø 60 mm, hullstr. 20 mm	5 ml
<b>274811</b>	MIDI, Ø 70 mm, hullstr. 25 mm	10 ml
<b>287748</b>	MAXI, Ø 85 mm, hullstr. 30 mm	40 ml

50 stk. per pakke