



Myringotomiskalpell

- Engångs Myringotomiskalpell
- Används till paracentes av trumhinnan vid tubsättning
- Sterilt 1-styck förpackad i peel pack
- Sterilisering: EO
- Material: PP/ Medicinskt rostfritt stål ("jungfrustål")

Artikelnr	Beskrivning	Avd./Trpt.fp
6066121370	1,3 x 70 mm, röd, trefasad spets	30/720
6066121070	1,0 x 70 mm, rosa, trefasad spets	30/720
6066121170	1,0 x 70 mm, orange, dubbelslipad spets	30/720

Avd.förp = min.kvant/best