


Indikasjon:

For feste rundt ledd og deler av overkroppen som er vanskelig å bandasjere. Kan også brukes for feste av primærforbindinger og -slinger. Brukes kun på uskadet hud.

Fikseringsbandasje

MEDIPLAST kan tilby DANALAST fikseringsbandasjer. Bandasjene er blod- og væskeavvisende, samt puster lett.

Enkelvevd

Elastisitet: 100%

Polyamid, Viskose

Lengde: strukket lengde

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd.frp	Trp.frp
6050501	4 cm x 4 meter	20	1440
6050502	6 cm x 4 meter	20	960
6050503	8 cm x 4 meter	20	720
6050504	10 cm x 4 meter	20	600
6050505	12 cm x 4 meter	20	480

Made in Denmark

Avd.förp = min.kvant/best