

## Sluten han luer adapter

- Endast aktiverad när den är ansluten till en hon luer alternativt injektionsmembran
- Stängs automatiskt vid isärkoppling
- Utvecklad för beredning och administrering av toxiska läkemedel
- Kan användas till både spruta och infusionsaggregat
- Minimerar risken för spill och kontamination
- Efter hopkoppling finns en inbyggd rotationsfunktion
- Säker fastsättning, ej delbar efter montering
- Testad upp till 3 bar
- För användning i upp till 50 aktiveringar
- Fyllnadsvolym 0,1 ml
- Neutral bolusfunktion
- Kan även fås fast monterad på infusions- eller blandningsaggregat



| Art. nr.    | Beskrivning                                   |         | Avd./Trpt.fp |
|-------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|
| 60SRL80900A | Sluten han luer adapter (mLL)                 | PVC-fri | 100*/1500    |
| 60SRL80900C | Sluten han luer adapter (mLL) med skyddspropp | PVC-fri | 100*/1500    |
| 60SRL80004C | Propp för priming/genomspolning               | PVC-fri | 100*/3000    |

Material:  
 Sluten han luer adapter: PSU  
 Skyddspropp: PE  
 Propp för priming: PP

Sterilisering: EO  
 Engångs, sterilt 1-styckförpackad i peel pack  
 \* = minsta kvantitet/beställning