

seca 645 Stor vågplatta med räcke



Art.nr. 6457021193

(Vågen visas med tillbehöret [seca 223](#), längdmätare.)

En Klass III våg. Enligt direktivets krav försedd med vattenpass och justerbara fötter. Har man svårt att gå och stå eller är lite ostadig så är det bra när man kan stödja sig. seca 645 är en elektronisk golvväg med räcke som är särskilt bra för patienter som har svårt att gå och stå. Vågplattan är låg, bara 45 mm. Det finns också plats att ställa dit en mindre stol, eller pall, för patienter som vill sitta. Vågen har dämpning vilket innebär att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att vara still. Pre-TARA, TARA, HOLD och BMI ingår. Två transporthjul vid ena sidan underlättar förflyttning, så du är aldrig låst till en och samma lokal.

Vågen drivs med uppladdningsbara batterier som laddas med medföljande [seca nätadapter](#). Vågen stänger automatiskt av sig efter 5 minuter på batteridrift.

Med en [seca 223 längdmätare \(tillbehör\)](#) så kan du väga och mäta och samtidigt få fram BMI.

Kapacitet	300kg
Gradering	0 - 200kg/100g och 0 - 300kg/200g100g
Vikt	25,4 kg
Mått plattform (BxHxD)	600 x 55 x 600 mm
Direktiv	93/42/EG, MDD och 2009/23/EG, Klass III
	Certifikat för varje enskild våg medföljer