

SnapOn™ KoloBa™

Den første kolostomiposen i to deler med et ekstra beskyttende filter



SnapOn™ KoloBa™ er et 2-delt system med en kolostomipose med et ekstra beskyttende filter. Karbonfilteret i alle KoloBa™-poser beskyttes av en unik mellomvegg med luftkanaler. Dette reduserer betydelig risikoen for at filteret blir dekket til eller tett, eller at tarminnhold trenger seg ut av filteret. Hvis posen blåser seg opp, bruker du hånden til å trykke lett på posen, slik at luftkanalene åpner seg og luften passerer gjennom filteret på kontrollert vis.

SnapOn™-poser har et fingergrep på toppen av festeringen. Bruk dette når posen skal fjernes fra ringen på platen. Posen har hemper til belte på begge sider av festeringen.

SnapOn™-posene passer til alle SnapOn™ hudbeskyttende plater, selv convex! SnapOn™ hudbeskyttende plate har to lag med klebrig hydrokolloid, som gir fleksibilitet og reduserer risiko for lekkasje. De har også en krage som gjør det enklere å feste SnapOn™-posen til ringen.

Posen er dekket av et mykt ikke-vevd lag, med åpning til «vindu» foran for kontroll. SnapOn™ KoloBa™ er tilgjengelig i størrelsene Mini, Midi og Maxi, med to forskjellige diametere på ringen, 45 mm og 57 mm.

Art.nr.	SnapOn™ KoloBa™ MINI, vol. ca. 130 ml	Art.nr.	SnapOn™ KoloBa™ MIDI, vol. ca. 230 ml	Art.nr.	SnapOn™ KoloBa™ MAXI, vol. ca. 310 ml
220342	Ring Ø 45 mm	220346	Ring Ø 45 mm	220349	Ring Ø 45 mm
220344	Ring Ø 57 mm	220347	Ring Ø 57 mm	220351	Ring Ø 57 mm

30 stk. per pakke