



Medifusor - Trykkinfusjonspose

Trykkinfusjonsposen er en oppblåsbar mansjett som er tiltenkt for å legge trykk på IV-poser ved hurtig væskeinfusjon.

- Finnes i nylonbelagt PU (polyuretan) som passer både 500 ml samt 1000 ml infusjonspose, til engangsbruk
- Dessuten i to ulike størrelser i transparent PU, til 500 ml resp 1000 ml infusjonsposer, til flergangsbruk
- Driftstrykk er på 0~300 mmHg
- Les bruksanvisningen før bruk

Artikkelnr.	Beskrivelse	Avd./Trpt. fp
604805	Grå nylon 500-1000 ml	1/6
604807	Transparent 500 ml	1/6
604810	Transparent 1000 ml	1/6
Reservdel		
604811	Pumpe med treveisventil passer til alle trykkinfusjonsposene	1/30

Avd.fp = min.kvant/best



Rengjøring og vedlikehold av Medifuser trykkinfusjonspose

1. Tørk av overflaten på mansjetten, slanger og trykkballongen ved bruk av 70% alkohol, men unngå trykkmåleren. Ikke spray alkoholløsningen, da dråper kan trenge inn i trykkmåleren. La det tørke ved romtemperatur i noen minutter. Bekreft at trykkmåleren er helt tørr før du oppbevarer den.
2. Kontroller regelmessig om pilen på trykkmåleren beveger seg hvis du trykker lett på ballongen, og også at den holder seg på null når det ikke legges trykk på.

Materiale:

art 604805 Nylonbelagt PU
art 604807 Transparent PU
art 604810 Transparent PU
Slinger og pumpe i PVC

