

# Enteraaliset ruiskut – monikäyttöiset



Enteral ISO SAF Home

Steriilit enteraaliset monikäyttöruiskut ENFit-naarasliittimellä (ISO 80369-3). LDT kärki (Low Dose Tip) 1, 3 ja 5 ml ruiskuissa dead space –tilan minimoimiseksi.

Katso puhdistus erillisestä ohjeesta. Pesuohje erillisenä; jopa 84 pesukertaa. Yksittäispakattu

| Tuotenro  | Kuvaus | Low Dose | Os./kulj.pakk. |
|-----------|--------|----------|----------------|
| ELDISO1H  | 1 ml   | ●        | 100/3600       |
| ELDISO3H  | 3 ml   | ●        | 100/3200       |
| ELDISO5H  | 5 ml   | ●        | 100/2400       |
| EISO10H   | 10 ml  |          | 100/1500       |
| EISO20H   | 20 ml  |          | 100/900        |
| EISO60H   | 60 ml  |          | 100/200        |
| EISO100H2 | 100 ml |          | 30/60          |

Os.pakk. = väh.til.määrä