



## Lateksittomat Esmark - siteet

**MEDIPLAST ESMARK SITEET.** Pehmeä ja joustava synteettisestä kumista valmistettu side. Käytetään raajojen sitomiseen kiristyssiteen tavoin. Tuotetta on saatavilla kolmessa eri leveydessä ja kahdessa pituudessa. Steriili tuote, joka on tarkoitettu vain kertakäyttöön.

### ESMARK: Synteettistä Polyisopreenia

Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
60702010	8 x 274 cm	10	150
60702011	10 x 274 cm	10	150
60702012	15 x 274 cm	10	70
60702013	8 x 365 cm	10	150
60702014	10 x 365 cm	10	150
60702015	15 x 365 cm	6	42

### ESMARK - PUUTERITON: Synteettistä Polyisopreenia

Tuotenro	Kuvaus	Os.pakk.	Kulj.pakk.
60702016	8 x 274 cm	10	150
60702017	10 x 274 cm	10	150
60702018	15 x 274 cm	10	70
60702019	8 x 365 cm	10	150
60702020	10 x 365 cm	10	150
60702021	15 x 365 cm	6	42

Os.pakk = pienin toim.erä